

Materiais dima® Print

Resumo das aplicações:

Material	Indicação	Classificação	Cor	Resistência Flexual* [MPa]	Módulo Flexual* [MPa]	Informação de destaque	Tempo de impressão por peça	Consumo de material (com suportes) / Custo
 dima® Print Stone beige	Modelos Odontológicos	Não aplicável	Gesso bege	95	3000	x	38 minutos (70 µm em z, 1 arcada superior até 3º molar)	25–40g/ R\$ 30,00 - R\$ 48,00
 dima® Print Stone teal	Modelos Odontológicos	Não aplicável	Turquesa	89.8	3637	x	11 minutos (100 µm em z, modelo em deep drawing)	15 – 33 g / R\$ 15,00 - R\$ 33,00
 dima® Print Gingiva Mask	Gengiva artificial para molelos	Não aplicável	Rosa	Não aplicável	Não aplicável	x	22 minutos (50 µm in z, 1 gengiva artificial grande)	4–7g/ R\$ 4,00 - R\$ 7,00
 dima® Print Ortho	Ferulizações/ Placas oclusais	IIa	Azul claro transparente	75	1800	x	36 minutos (70 µm in z, 3 unidades)	6–10g/ R\$ 9,0 - R\$ 15,00
 dima® Print Guide	Guia cirúrgico	I	Laranja claro transparente	80	2000	Pode ser esterilizado	22 minutos (70 µm in z, 4 unidades)	5–15g/ R\$ 7,50 - 22,50 + anilhas metálicas
 dima® Print Cast ruby	Material calcinável para injeção e fundição	Não aplicável	Vermelho	Não avaliado	Não avaliado	x	32 minutos (50 µm in z, 32 coroas)	2.5–9g/ R\$ 2,50 - R\$ 9,00

Kulzer Brasil

R. Cenzo Sbrighi, 27 – Sala 42
São Paulo – SP – CEP 05036-010
São Paulo: (11) 3665-0500
Demais localidades: 0800-580-0829
sac@kulzer-dental.com

Saúde bucal nas melhores mãos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP