

Comparação Charisma e Charisma Classic – cores

| Cor | Charisma | Charisma Classic | Comentário |
|-------|----------|------------------|---|
| A1 | 66038535 | 66056076 | |
| A2 | 66038536 | 66056077 | |
| A3 | 66038537 | 66056078 | |
| A3.5 | 66038538 | 66056079 | |
| A4 | 66038539 | 66056080 | |
| B1 | 66038540 | 66056101 | |
| B2 | 66038551 | 66056102 | |
| B3 | 66038552 | 66056103 | |
| C2 | 66038553 | 66056104 | |
| C3 | 66038554 | | C3 está disponível na linha Charisma Diamond. Charisma Classic nas cores A3 ou C2 podem ser uma opção. |
| C4 | 66038555 | | Charisma Classic A4 pode ser uma opção. |
| D3 | 66038556 | | D3 está disponível na linha Charisma Diamond. Charisma Classic na cor A3 pode ser uma opção. |
| OA2 | 66038558 | 66056105 | Use a cor opaca OA2 em combinação com Charisma Classic A1, A2, B1, B2 e C2, caso seja necessário. |
| OA3 | 66038559 | 66056106 | Use a cor opaca OA3 em combinação com Charisma Classic A3 e B3, caso seja necessário. |
| OA3.5 | 66038560 | 66056107 | Use a cor opaca OA3,5 em combinação com Charisma Classic A3,5 e A4, caso seja necessário. |
| OB2 | 66038561 | (66056105) | Charisma Classic OA2 foi desenvolvida para atender também a demanda pela cor OB2. |
| I | 66038557 | | Cores incisais estão disponíveis nas linhas da Charisma Opal (CO) e Charisma Diamond (CL, AM, CO, YO). |
| SL | 66038562 | | Cores para dentes clareados estão disponíveis nas linhas da Charisma Opal (BL) e Charisma Diamond (BL e BXL). |
| SLO | 66038563 | | Cores para dentes clareados estão disponíveis nas linhas da Charisma Opal (OL) e Charisma Diamond (OB). |

Preparo de Classe IV



Dente restaurado com Charisma nas cores A3 e Incisal (fina camada)



Dente restaurado com Charisma nas cores A3 e Incisal (camada espessa)



Dente restaurado apenas com Charisma Classic na cor A3

