



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# Fórmula universal da cor



	Dentina	Esmalte corpo	Esmalte 1/3 incisal translúcidos
<b>Clareados</b> B0, B1 - A1	OB OL	A1 BXL	CO esbranquiçado / azulado CL translúcido neutro / claro
<b>Universais</b> A2, B2	OM	A1 A2	AM translúcido ambar
<b>Cromatizados</b> A3, B3 - A4	OD	A3	

Segundo o estudo espectrofotométrico executado por Yamamoto 1992, sobre a cor do dente natural e as escalas de cores, a maioria dos dentes está no matiz A da escala de cor VITA, sendo a maior proporção entre o A-2 e o A-3.5.

**VENUS T1** continua sendo o compósito mais bonito para contornos translúcidos cinza-azulados.

Para o alisamento e brilho final com **Charisma® Diamond** é indicada a lentina cinza de porcelana.