

Delara®

Carta Molde



Delara®

Uma linha de dentes moderna e versátil, com estética natural, para todas as indicações.

Saúde bucal nas melhores mãos.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Anteriores


PEQUENO







MÉDIO



GRANDE





Posteriores



Combinações possíveis



Superior anterior

T 42

T 44

T 45

T 46

T 49

Inferior anterior

L 33

L 33 + L 35

L 33 + L 35 + L 36

L 35 + L 36 + L 38

L 38 + L 39

Posteriores

30 + 32

30 + 32

32 + 34

32 + 34

36



O 43

O 47

O 51

L 33 + L 35 + L 36

L 38 + L 39

L 38 + L 39

30 + 32

34

36



R 45

R 46

R 47

R 48

R 49

L 33 + L 35

L 33 + L 35 + L 36

L 38 + L 39

L 36 + L 38

L 38 + L 39


32

32 + 34

34

34

34 + 36



S 43

S 44

S 48

S 50

L 33 + L 35 + L 36

L 33 + L 35 + L 36 + L 38

L 38 + L 39

L 38 + L 39


30 + 32

30 + 32 + 34

34 + 36

36

Exemplos




T 42

42,4

9,6


8,0



30 U

29,1

9,1




L 33

33,6

9,4

5,2



30 L

31,4

8,1

Todo mundo ama o Delara®



Delara® é a linha de dentes da Kulzer que atende à todas as necessidades dos laboratórios – oferecendo estética, forma e função, com uma estrutura de superfície texturizada e estratificação das camadas, de tal forma a garantir uma aparência viva e natural.

- **Montagem fácil para resultados previsíveis:** liberdade durante a montagem sem a necessidade de desgastes excessivos ou alterar a forma básica e dos efeitos de estratificação.



- **Flexibilidade:** ampla gama de cores e formas anatômicas, otimizadas para garantir estética. Para todas as indicações e opções de montagem.

- **Estética:** proporcionado por um efeito levemente “azulado” das bordas incisais para uma aparência jovem, além de cores naturais, estrutura de superfície texturizada que permite uma excepcional refração e dinâmica da luz.

- **Custo-benefício:** uma linha de dentes para todas as indicações de uso diário.

“

É por isso que dizemos
“Todo mundo ama o Delara®”.

”

Os dentes Delara® estão disponíveis nas cores da escala VITA® + BL2 & BL3.



Comparativo de modelos:

	Delara®	Trilux®	Ivostar®
Anteriores superiores	T42	E2, H3	31
	T44	∅	32
	T45	∅	34
	T46	F4	33
	T49	∅	∅
	S44	R66	42
	S43	R13	∅
	S48	L4	43
	S50	L4	45
	R45	L2, O36	∅
	R46	R14	∅
	R47	R14	∅
	R48	R17	∅
	R49	L4	∅
	O43	O32	O3
	O47	E4	O5
	O51	∅	∅
	Anteriores inferiores	L33	L5
L35		L6	15
L36		L7	15
L38		K10	∅
L39		K12	16
Posteriores	30U E 30L	M2	D80
	32U E 32L	M5	D84
	34U E 34L	M6	D88
	36U E 36L	∅	∅

Kulzer Brasil

R. Cenzo Sbrighi, 27 – Sala 42
São Paulo – SP – CEP 05036-010

☎ Telefone: 0800-580-0829

✉ sac@kulzer-dental.com