

UMA ÚNICA COR COM APENAS UMA CAMADA



NOVO



Charisma® Bulk Flow ONE.

A primeira solução em resina bulkfill flow de uma única cor para resolver os casos do dia a dia, que oferece uma extraordinária adaptação de cor.

Selecione sempre a cor certa: Com a incrível capacidade de adaptação das cores da Charisma® Bulk Flow ONE as restaurações se tornam invisíveis e se confundem com a estrutura dos dentes adjacentes.

Fácil manuseio: Cavidades são restauradas de forma rápida e fácil, com incrementos de até 4 mm, sem a necessidade de recobrimento oclusal com uma camada adicional de resina.

Restaurações duradouras: Baixo estresse de contração de polimerização, elevada resistência flexural e resistência ao desgaste, garantem restaurações duráveis que suportam a carga mastigatória na região posterior.

Saiba mais: www.kulzer.com.br/charisma-bulk-flow-one



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

UMA ÚNICA CAMADA PARA TODAS AS CORES



Charisma® Bulk Flow ONE simplifica e agiliza o processo restaurador.

Charisma® Bulk Flow ONE combina o efeito nivelador de um material fluido com a alta profundidade de polimerização e boa estabilidade após a aplicação. Isto permite aplicar incrementos de até 4 mm dentro de uma cavidade.

Com Charisma® Bulk Flow ONE os dentistas podem reduzir o tempo de tratamento sem a necessidade de seleção de cor ou inserção de uma resina composta universal em pasta como camada de cobertura adicional.

Com sua gama de indicações, desde preenchimento em um único incremento, passando por revestimento cavitário como material de forramento, até restaurações em dentes decíduos, o procedimento restaurador eficiente pode ser ainda melhor com o uso do sistema adesivo GLUMA® Bond Universal.

VERSATILIDADE DAS APLICAÇÕES



TÉCNICA BULK & BODY:

- 1 Charisma® Bulk Flow ONE
- 2 + por exemplo, Charisma® Diamond/Charisma® Classic



TÉCNICA DE INCREMENTO ÚNICO:

- 1 Charisma® Bulk Flow ONE

MANUSEIO EFICIENTE



Cavidade preparada e limpa sob isolamento absoluto.



Acompanhamento clínico após 4 semanas.



Controle radiográfico: Radiopacidade muito boa da Charisma® Bulk Flow ONE

Cód. Produto

Apresentação

Conteúdo

Charisma® Bulk Flow ONE – Refills

66094725

CHARISMA® BULK FLOW ONE

1 seringa x 2g
5 x cannulas
1 x Bula



Descubra nossa nova ONE: www.kulzer.com.br/charisma-bulk-flow-one